

CAIRE®

携帯型酸素濃縮装置

製造販売認証番号:225ADBZX00201000  
医療機器分類:管理医療機器、特定保守管理医療機器  
販売名:ケアサンソ FreeStyle

ケアサンソ FreeStyle  
**Comfort®**

[フリースタイル コンフォート]

よりアクティブに!  
より快適に!



酸素流量 **最大5L/分相当**

軽量 **2.3Kg**

標準バッテリー **最大8時間**

**湾曲型ボディ**



※事前に航空会社に申請が必要です。航空会社に問合せ下さい。

携帯型酸素濃縮装置

# ケアサンソ FreeStyle Comfort<sup>®</sup>

[フリースタイル コンフォート]



## 最新のテクノロジーを搭載

**autoSAT<sup>®</sup>** 呼吸回数に関わらず、設定(一定)酸素流量を毎呼吸供給します。通常の同調モードから切替可能です。

**autoDOSE<sup>™</sup>** 呼吸が検知されない場合に設定された流量の酸素を自動的に供給する安全機能です。

**UltraSense<sup>®</sup>** 同調機能の呼吸検知の感度を5段階から設定できます。

**Airplane Mode** (航空機モード) 航空機内のAC電源で使用可能なモードです。  
※航空機内の電源接続の可否については事前に航空会社へ問い合わせください。

### ■標準付属品



AC電源アダプター、ケーブル



DC電源ケーブル(車用)



標準バッテリー\*  
※オプションで標準バッテリー単品供給可



専用バッグ

### ■オプション品



大容量バッテリー



バックパック



デスクトップチャージャー



外部フィルター

### ■仕様

酸素濃度	87%以上
設定流量(同調モード)	①210mL/分 ②420mL/分 ③630mL/分 ④840mL/分 ⑤1,050mL/分
寸法	185(W)×79(D)×254(H)mm
重量	2.3kg
使用温度	5~40℃
使用湿度	15~95%以下(但し結露しないこと)
標高	3048m以下
定格電源電圧	AC100~240V(50/60Hz) DC11~18V(最大10A(車用))
バッテリー充電時間	フル充電で約3時間30分

※上記は標準バッテリー装着時の仕様です。  
※大容量バッテリー(オプション)装着時は重量2.7Kg、高さ279mmです。  
※本装置は呼吸同調により酸素を供給します。(連続流モードはありません。)

### 酸素流量・バッテリー使用時間(目安)

流量設定	1	2	3	4	5
同調モード	210mL/分	420mL/分	630mL/分	840mL/分	1,050mL/分
目安酸素流量(連続流相当)	1L/分	2L/分	3L/分	4L/分	5L/分
標準バッテリー使用時間	約8時間	約4時間	約3時間	約2時間15分	約2時間
大容量バッテリー使用時間	約16時間	約8時間	約6時間	約4時間30分	約4時間

※上記の目安酸素流量は、呼吸回数20回/分を想定しています。  
※バッテリーの使用可能時間は使用される環境、呼吸回数等により異なります。上記の数値は目安です。  
※大容量バッテリーはオプションです。

- ・仕様は改良のため、予告なしに変更となることがございます。
- ・ご使用に際しては、必ず製品に付属の添付文書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

一般的名称: 酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ  
製造販売認証番号: 225ADBZX00201000  
医療機器分類: 管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造販売元

**ケアメディカルジャパン株式会社**

愛知県安城市三河安城本町2-7-13  
Tel:0566-91-1670 Fax:0566-91-1675

製造元 CAIRE Inc. (ケアインク) アメリカ合衆国

2020-05CS-XXXX

問合せ先